

Le contenu

N'hésitez pas, si nécessaire, à demander conseil auprès de votre médecin du travail pour adapter ce contenu à vos besoins.

Cette trousse de secours ne peut contenir de médicaments sans l'avis du médecin du travail.

Le contenant

Trousse simple ou coffret muni d'une poignée ou d'un dispositif d'attache mural, en plastique ou en métal. La boîte de secours doit être inaltérable, indéformable, résistante aux chocs et étanche à la poussière.

Trois compositions type sont indiquées en fonction de leur utilisation.

COMPOSITION	DE 1 à 10 PERSONNES	DE 11 à 20 PERSONNES	VEHICULE
Bande de crêpe 5cm	1	2	1
Bande de gaze 7 cm	2	2	2
Linge propre (<i>placé dans un sac fermé, propre et étanche</i>)	1	1	1
Compresse non tissées 20 cm x 20 cm	20	40	40
Pansements auto adhésif	2 boîtes	3 boîtes	1 boîte
Compresse stériles 20x20 cm	20	40	10
Collyre (sérum physiologique) monodoses stériles	2 boîtes	2 boîtes	1 boîte
Pince à échardes à bouts carrés	1	1	1
Couverture isothermique	1	1	1
Sac plastique 22 cm x 35 cm	2	2	2
30 cm x 45 cm	1	1	1
Sucre en morceaux	1 boîte	1 boîte	1 boîte
Hémostatique coalgan	1 boîte	1 boîte	1 boîte
Solution hydro-alcoolique	1 flacon	1 flacon	1 flacon

Vérifiez régulièrement les dates de péremption et le contenu